



ANA Fulfill Flow™

Resina compuesta fluída

ANA Fulfill Flow™ es una resina compuesta fotopolimerizable, fluída, para restauraciones directas clases III, IV y V.

La consistencia tixotrópica sobresaliente hace que el material permanezca en su lugar y forma pero al mismo tiempo se adapte y fluya al ser manipulado. **ANA Fulfill Flow™** tiene una excelente estética y puede pulirse a un alto brillo. La muy baja contracción ofrece una mayor protección contra la caries secundaria.

INDICACIONES

- Restauraciones clase III, IV y V
- Reparación de bis-acrilato

PROPIEDADES

- Pulimento de alto brillo
- Estabilidad de color
- Radiopacidad
- Contracción muy baja



PRESENTACIONES

- ANA Fulfill Flow™ A1, jeringa de 1ml 1311000
- ANA Fulfill Flow™ A2, jeringa de 1ml 1312000

- ANA Fulfill Flow™ A3, jeringa de 1ml 1313000
- ANA Fulfill Flow™ A3.5, jeringa de 1ml 1313500