



# ANA Glass Liner™

Ionómero de Vidrio para Fondos Cavitarios

**ANA Glass Liner™** es un ionómero de vidrio para fondos cavitarios fotopolimerizable, fluido y radiopaco.


El ionómero puede ser utilizado bajo cualquier material obturador y permite una expansión controlada para compensar la contracción de polimerización de las resinas compuestas. También puede ser utilizado con restauraciones de cerámica y porcelana y aplicaciones menores o temporales. ANA Glass Liner™ contiene fluoruros que remineralizan el esmalte del diente.

## INDICACIONES

- Fondos cavitarios
- Obturaciones menores
- Obturaciones temporales

## PROPIEDADES

- Compensa la contracción
- Radiopacidad
- Aumenta la fuerza adhesiva
- Contiene fluoruros



## PRESENTACIONES

-ANA Glass Liner™, 1 x 2ml + puntas

1341000